

Drift og Vedligehold

Lægevask

Denne drift- og vedligeholdelsesmanual gælder for JRV's Lægevask. Den indeholder vigtige informationer om brug, drift, vedligeholdelse og rengøring. Derudover indebærer den væsentlig information vedr. sikkerhed, og bør derfor læses grundigt igennem inden produktet tages i brug.

Skulle du alligevel have spørgsmål eller brug for professionel vejledning, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os:

Telf. +45 43 950 950

E-mail: sales@jrv.dk

Indholdsfortegnelse

Produktets opbygning og virke	Side 2
Brug af klæb- og forseglingsmasse	Side 2
Reparation	Side 3
Garanti	Side 3
Indstilling af armatur	Side 3
Rengøring	Side 4



Produktets opbygning og virke

Produktet består af en funktionel lægevask i rustfrit stål, hvis formål er at hindre brugeren, i at blive tilsprøjtet under vask før og efter operationer, mindre indgreb o.l. på arbejdspladsen. Vaskens frontplade er desuden udført som en lydæmpende konstruktion, der minimerer støjen fra vasken.

Efter ønske kan der tilkøbes et Iqua armatur, klæb- og forseglingsmasse, indbygningsdåse, lækagesikring samt tillæg til skære eller afdækning.

Brug af klæb- og forseglingsmasse

Ved tilkøb af klæb- og forseglingsmasse.

- Underlaget skal være rent og fri for fedt, støv og snavs, før produktet påføres.
- Hærdet klæb- og forseglingsmasse kan kun fjernes mekanisk.
- Ved porøse og sugende overflader samt cement, beton sten o.l. skal der primes, før påføring af klæbe- og forseglingsmassen.*

Advarsler:

- ⚠ Lad ikke produktet komme i kontakt med malingsystemer indeholdende alkydharpisk.
- ⚠ Direkte sollys kan medføre gulfarvning af overfladen.

* Primer er ikke en del af tilkøb til JRV's Lægevask. JRV anbefaler, at der altid benyttes primer passende til den pågældende overflade, hvor vasken skal placeres. Ved spørgsmål eller rådgivning vedr. primer, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os:

Telf. +45 43 950 950

E-mail: sales@jrv.dk

Indstilling af armatur

Ved tilkøb af et lqua armatur. Nedenstående information refereres fra Cassøe A/S.

Midlertidig slukket - eksempel ved rengøring:

- Tryk 2 gange på knappen - sensor lyser **grønt** og begynder at "dobbel" blinke.
- Armatur er nu inaktiv i 2 minutter.
- Armaturet kan aktiveres ved at trykke 1 gang på knappen.

Permanent tændt:

- Hold knappen inde i 2 sekunder og slip.
- Vandet løber konstant i 2 minutter (ca. 12 ltr.).
- Vandet kan slukkes ved at trykke 1 gang på knappen.

12/24 timers tvangsskylning:

- Armaturet "skyller" automatisk i 2 min. efter sidste brug.
- Tryk og hold knappen inde i 24 sekunder - armaturet vil begynde at blinke.
 - 1 blink - deaktivering af tvangsskylning.
 - 2 blink - aktivering af 12 timers skyl.
 - 3 blink - aktivering af 24 timers skyl.

Reparation

Alle reparationer som kræver adskillelse af systemet, skal udføres af et JRV godkendt værksted.

JRV fraskriver sig et hvert ansvar for hændelser, skader, episoder, ulykker samt andre utilsigtet hændelser, som måtte indtræffe på grund af forkert eller uhensigtsmæssig brug af produktet.

Ved at udvise almindelig sund fornuft og omtanke, samt ved at følge instrukserne i denne brugsanvisning, vil der ikke forekomme utilsigtet virkninger ved brugen af produktet.

Garanti

Der ydes 1 års garanti samt 1 års reklamationsret. Vi henviser desuden til vores salgs og leveringsbetjinger, der kan findes på vores hjemmeside: www.jrv.dk.

Rengøring

Før ibrugtagelse anbefales, at lægevasken rengøres grundigt.

For at bevare lægevaskens oprindelige overflade, kvalitet og udseende, anbefales regelmæssig rengøring.

Rengøring af Lægevask

Vasken tåler mild sæbe (almindelig sulfovand) eller rengøringsmidler egnet til rustfrit stål. Til rengøring anbefales at anvende en **blød** klud. Skyl altid efter med rent vand og gnid overfladen tør med en **blød tør** klud. Det anbefales at bruge stålpleje til rengøring og vedligeholdelse, da dette giver en beskyttende hinde. Skulle overfladen få en dybere ridse, kan denne slibes væk, dog skal man være opmærksom på, at dette vil være synligt efterfølgende. Eventuelle kalkpletter kan fjernes med creme-skurepulver og en blød klud.

Rengøring af armatur (tilkøb)

Rengøring af armatur skal foretages med rengøringsmidler beregnet til formålet. Armaturet bør ikke efterlades fugtigt, men skal aftørres efter rengøring. Klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler må ikke benyttes.

Advarsler:

- ⚠ Anvend **ALDRIG** rengøringsmidler med klor, jod, fluor eller slibemidler på rustfrit stål. Undgå kontakt med syre, opløsninger af syreholdige stoffer og andre stoffer, der ikke må anvendes på rustfrit stål. **Husk** at nogle fødevarer og hudplejemidler kan indeholde sådanne stoffer, f.eks. ketchup, juice, salt, rensecrerner, neglelak etc. Spild af sådanne skal omgående fjernes fra overfladen.
- ⚠ For at undgå skjolder på overfladen, bør man ikke lade vand eller anden væske tørre ind.
- ⚠ Anvend **ALDRIG** skuremidler, ståluld, stålsvampe eller lignende, da disse vil ridse overfladen. Brug altid **KUN** skumsvampe eller bløde klude.
- ⚠ Selv om rustfrit stål tåler hård behandling, vil overfladen blive ridset – **PAS PÅ** skarpe genstande. På produkter med en børstet overflade vil sådanne ridser være tydeligst i starten. På produkter med satin overflade og slebet overflade, vil eventuelle ridser altid fremstå synlige.
- ⚠ Rustfri stål må **IKKE** være i kontakt med klor, eller være i klorholdige miljøer i længere tid.
- ⚠ Husk **ALTID** at skure med roterende bevægelser



**HOS OS ER
KUNDEN ALTID
i CENTRUM**

Kontakt os

JRV A/S

Nimbusvej 10

DK-2670 Greve

CVR: 26208742

Tlf.: +45 43 950 950

E-mail: sales@jrv.dk

Web: www.jrv.dk

Følg os på [LinkedIn](#)



Vi sikrer et sundt og bedre arbejdsmiljø

Du skal vælge at handle hos JRV A/S, hvis du ønsker:

- Kompetent rådgivning
- Et firma med mere end 40 års erfaring
- Et firma der altid benytter den nyeste viden på markedet
- Nem bestilling
- Hvor der altid er fokus på den gode kommunikation
- Stort sortiment
- Fleksibilitet
- God service
- Produkter af højeste kvalitet
- Leveringssikkerhed
- Skræddersyet løsninger efter dit behov
- Ambitiøse medarbejdere med stor passion for sit fag

Version 1

21.08.2017

